

MODO DE EMPLEO DEL SISTEMA TURBUHALER

1



El paciente debe estar incorporado o semiincorporado para permitir los movimientos del pecho con facilidad.

Desenroscar y retirar la capucha blanca que cubre el inhalador.

Sostener el inhalador en posición vertical.

2



Girar la rosca de la parte inferior del inhalador en sentido contrario al de las agujas del reloj.

A continuación girar dicha rosca en sentido de las agujas del reloj hasta que escuche un "clik".

3



Efectuar una espiración (expulsar el aire) lenta y profunda

4



Colocar la boquilla (parte superior del inhalador) entre los dientes y cerrar los labios sobre la misma.

Inspirar (coger aire) profunda y energicamente.

5



Retirar el inhalador de la boca y aguantar la respiración durante más de 10 segundos (IMPORTANTE).

Si deben administrarse más dosis de este u otro medicamento inhalado, esperar un mínimo de 30 segundos entre cada toma y en ese caso repetir el procedimiento desde el paso 2.

6



Colocar de nuevo la capucha blanca sobre el inhalador.

Enjuagar la boca.

Mantenimiento y limpieza

- Guardar en un ambiente seco para protegerlo de la humedad.
- Vigilar el indicador de dosis para conocer el nivel existente de medicamento, en este sistema, cuando aparece una marca roja en el indicador (ventanilla transparente) aun se dispone de 20 dosis en el inhalador. Cuando dicha marca roja se coloca en la parte inferior del inhalador indica que este está vacío.
- Nunca limpiarlo con agua. Se debe limpiar frotando con un paño sin pelusa o con un papel seco alrededor de la boquilla después de su utilización; posteriormente cerrar el inhalador y guardarlo.