

# ACTIVACIÓN CÓDIGO H

## Coordinador Médico

### Activar Servicios implicados

**Servicio de Transfusión(ST) 78172**  
**Hematologo/a 33406**  
**Enfermera/o Banco 32988**

**Supervisor/a  
de guardia  
32971**

**Anestesia 32965**  
**Cirugía 32967**  
**Ginecología 32963**  
**Med. Interna 32955**  
**Traumatología 32959**  
**UCI 32967**  
**Urgencias 32970**  
**Urología 33401**

#### Paciente grupo y AI

Entregar 2 unidades  
Isogrupo

#### Paciente sin grupo ni AI

Entregar 2 unidades O Neg.  
Extracción de muestras  
por enfermera/o del ST

#### EN PREPARACIÓN:

- 2 U DE PLASMA FRESCO CONGELADO
- 2 POOLES DE PLAQUETAS  
(1 POOL=5-7 UNIDADES DE PLAQUETAS)

**DEVOLVER INMEDIATAMENTE  
HEMOCOMPONENTE NO ADMINISTRADO**

#### Administración inmediata

- \* Ácido tranexámico (Anchafibrin)
  - 1 g en bolo diluido en 10 cc de SSF en 10 minutos.
  - Perfusión continua 1 g en 100 cc de SSF en 8 horas
- \* Fibrinógeno (Riastap) Almacenado en nevera en Farmacia
  - Bolo de 2 g en 100 cc de SSF en 20 minutos

#### Tratamiento de control de daños

#### Objetivos

- \* Plaquetas  $>50 \times 10^9/L$  ó  $>100 \times 10^9/L$  en TCE
- \* Fibrógeno  $>2g/L$
- \* TPa $<1,5$ : TPTa $<1,5$
- \* Ca $^{2+}$  (gasometría)  $>0,9$  mmol/l
- \* T°  $>36^{\circ}C$
- \* Control de acidosis
- \* Estabilidad hemodinámica

#### Reevaluación clínica y analítica. Persistencia del sangrado

**NO**

Desactivar  
Código H

**SI**

Valorar añadir  
PROTOMPLEX  
y/o Fc VIIa