

ACALASIA POR LAPAROSCOPIA

POSICIÓN:

- Perneras y Posición sentada (BEACH).
- Torre (Hombro derecho del paciente).
- Brazo izquierdo extendido.
- Brazo derecho opcional.
- 1º Cirujano entre las piernas.
- 2º Cirujano a la izquierda del paciente.
- 3º Cirujano ayudante derecha del paciente con óptica.
- 4º Instrumentista (derecha del paciente entre el 1º y 3º cirujano).

EQUIPO:

- Set de Laparoscopia

INSTRUMENTAL:

- Caja de Apendicitis Laparoscopica.
- Caja Pinzas Laparoscopia.

MATERIAL:

- Batas (4).
- Guantes.
- Compresas.
- Gasas.
- Hoja Bisturi N.º 11.
- Bisturi Electrico.
- Bisturí Ultrasónico (preguntar).
- Aguja Verres 120 +Jeringa 10cc.
- Trocar N.º 10 (2).
- Trocar N.º 5 (2).
- Optica de 0º y 30º.
- Goma para Gas.
- Funda Camara.
- Cables:
 - Luz.
 - Monopolar.
 - Ultrasonico.
- Endoflex Drcho e Izdo.

- Separador de Hígado o (preguntar si palas).
- Sonda Nasogastrica (opcional).
- Sonda Fouchar (opcional).
- Sonda Foley N.º 14 y 16.
- Bolsa Diuresis Horaria.
- Jeringa 10cc (para Balon).
- Aspirador-Irrigador Surgiwand 5 mm (Tener preparado por si es necesario).
- Termo + Suero caliente o Clearify (seta calentador optica).
- Clorexidina Alcohólica (para pintar campo quirúrgico)

SUTURAS:

- Seda 2/0 c (cortadas a 15 cm).
- Grapadora (para piel).

TÉCNICA, RECORDATORIO.

Se van cortando las fibras musculares longitudinales y circulares del esófago y se liberan.

Después se hace funduplicatura.

Se dan puntos desde el estómago (que recubre la cara anterior del esófago) y se fijan a las fibras longitudinales de la pared.