

COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA

POSICIÓN:

- Decúbito supino con brazo derecho pegado al cuerpo y piernas juntas.
- Topes laterales a la izquierda en mesa quirúrgica a la altura de la cadera y de la axila.

Excepción: Dr De Casas: Modificación de la posición de decúbito, con piernas abiertas y torre en la cabecera del enfermo, a la altura del hombro izdo.

EQUIPO:

- Equipo laparoscopia.

INSTRUMENTAL:

- Caja Apendicitis laparoscópica.
- Caja pinzas laparoscopia.

MATERIAL:

- - Batas (3).
- Guantes.
- Compresas.
- Gasas.
- Hoja Bisturi N.º 11.
- Bisturi Electrico.
- Cable de Luz.
- Goma para Gas.
- Óptica 0º (meter en liquido esterilizador, antes de intervención).
- Trócar Hasson (1).
- Trocar N.º 10 (1).
- Trocar N.º 5 (2).
- Endo-cath (1).
- Endoclip de 10mm.
- Aspirador irrigador Surgiwand 5mm ó Elefant 5mm (preguntar antes de abrir).
- Funda cámara.

- Sonicision + Caja de Pila y Generador o Ultrasonico + Cable de Ethicon, (preguntar depende del Cirujano).
- Termo + Suero caliente o Clearify (seta calentador optica).

SUTURAS:

- Novosin (Anzuelo) (1).