

HEMICOLECTOMÍA DERECHA LAPAROSCÓPICA

POSICIÓN.

- Decúbito supino.
- Perneras (no levantadas, solo piernas abiertas).
- Sonda vesical y nasogástrica.
- Brazo izquierdo pegado al cuerpo o en 90°.
- Brazo derecho (indiferente- condicionado por torre).
- Lateralidad izquierda y trendelemburg.
- Topes (lat. y hombros).
- 1º Cirujano a la Izquierda del paciente.
- 2º Cirujano entre las piernas.
- 3º Cirujano a la Izquierda del paciente.
- Instrumentista (derecha del paciente entre el 1º y 3º cirujano).

EQUIPO:

- Set de Laparoscopia.

INSTRUMENTAL:

- Caja Apendicitis Laparoscopica.
- Caja Pinzas Laparoscopia.

MATERIAL:

- Batas (4).
- Guantes.
- Compresas.
- Gasas.
- Bisturi Electrico.
- Cable de Luz.
- Goma para Gas.
- Óptica 0º (meter en liquido esterilizador, antes de intervención).
- Funda Camara.
- Aspirador-Irrigador Surgiwand 5 mm.
- Trocar Hasson (1).
- Trocar N.º 10 (2).
- Trocar N.º 12 (1).

- Endogía + Cargas: Gris de 30, Doradas 45 y 60, Moradas 45 y 60 (**consultar Cirujano** antes de empezar).
- Sonicision + Caja de Pila y Generador o Ultrasonico + Cable de Ethicon, (**preguntar** depende del Cirujano).
- Drenaje (Vac Drain).
- Termo + Suero caliente o Clearify (seta calentador optica).
- Clorexidina Alcohólica (para pintar campo quirúrgico)

SUTURAS:

- Novosin (Anzuelo) (1).
- Vicryl 2 o Monomax, Seda 3/0. (preguntar, depende del cirujano).
- Grapadora (para piel).