

HERNIA DE HIATO POR LAPAROSCOPIA

POSICION:

- Decúbito supino con brazo derecho pegado al cuerpo y piernas en perneras.
- Tabla ancha bajo nalgas.
- Antitrendelemburg.

EQUIPO:

- Set de Laparoscopia.

INSTRUMENTAL:

- Caja Apendicitis laparoscópica.
- Caja pinzas laparoscopia.

MATERIAL:

- Batas (4).
- Guantes.
- Compresas.
- Gasas.
- Bisturi Electrico.
- Cable Monopolar.
- Cable de Luz.
- Goma para Gas.
- Óptica 0º (meter en liquido esterilizador, antes de intervención).
- Funda Camara.
- Aspirador-Irrigador Surgiwand 5 mm.
- Aguja Verres 120 +Jeringa 10cc.
- Trocar N.º 10 (4).
- Trocar N.º 5 (2 o 3).
- Endoflex Drcho e Izdo.
- Sonicision + Caja de Pila y Generador o Ultrasonico + Cable de Ethicon, (preguntar depende del Cirujano).
- Separador de Hígado.
- Termo + Suero caliente o Clearify (seta calentador optica).
- Clorexidina Alcohólica (para pintar campo quirúrgico)

SUTURAS:

- Novosin (Anzuelo) (1).
- Premilon 2/0 (1).
- Grapadora (para piel).