

# **OBESIDAD MÓRBIDA** **BY-PASS GASTROYEYUNAL**

## **POSICION:**

- Perneras.
- Antitrendelemburg.
- Tabla ancha debajo de nalgas
- Topes Lado Izdo.
- Brazo Izdo Extendido.
- Cirujano Principal entre las Piernas.
- 1º Ayudante: Izda del Paciente.
- 2º Ayudante: Drcha del Paciente.
- Instrumentista: Entre Cirujano y 1º Ayudante.
- Torre a la Izda del Paciente.
- Pantalla Cabecera del Paciente.

## **EQUIPO:**

- Set de Laparoscopia con Perneras.

## **INSTRUMENTAL:**

- Caja Apendicitis Laparoscopica.
- Caja Pinzas Laparoscopia.

## **MATERIAL:**

- Batas (4).
- Guantes.
- Compresas.
- Gasas.
- Bisturí Electrico.
- Aspirador-Irrigador Surgiwand 5 mm (Tener preparado por si es necesario),(NO ABRIR).
- Endogia.
- Harmonico de Ethicon o Sonicision (Preguntar).
- Optica de 0º y 30º.
- Goma para Gas.
- Funda Camara.
- Cables:
  - Luz.
  - Monopolar.

- Caja Pila para Sonicision.
- Separador hígado.
- Uña.
- Lapartay.
- Sonda de Fouchard.
- Azul de Metileno.
- <sup>o</sup> Sonda Foley N.<sup>o</sup> 14 y 16.
- Bolsa Diuresis Horaria.
- Jeringa 10cc (para Balon).
- Termo + Suero caliente o Clearify (seta calentador optica).
- Clorexidina Alcohólica (para pintar campo quirúrgico)

### **SUTURAS:**

- V-Loc 180. Reabsorbible (2), Irreabsorbible (1)
- Monocryl 2/0.
- Seda 2/0 + Vaselina.

### **PARTE I**

- Cargas Endogia **Doradas** (todas)

1ª Sección yeyuno parte meso	carga 60
2ª Sección completa parte meso	carga 45
3ª Anastomosis gastro-yeyunal	carga 45

- Se ha medido con dos pinzas de agarre anteriormente
- Se cierra agujero con V-Loc-180, se corta y LAPRA-TY
- Primera parte con trócar Hasson (1) N<sup>o</sup> 12 (1), N.<sup>o</sup> 11 (2)
- **PARTE II** (Subir piernas y antitrendelemburg)
  - Trócares: N<sup>o</sup> 12 (2), N<sup>o</sup>11 (1), N<sup>o</sup>5 (2)
- 4ª Sección horizontal del estómago carga 45
- 5ª Sección vertical del estomago carga 60
  - Fouchard (buscar pilares)
  - Uña
- 6ª Sección Anastomosis G-Y carga 45
  - carga 60
  - Refuerza grapado con PREMILENE con LAPRA-TY(el cierre lateral del estómago ) y LAPRA-TY al final monocryl puntos sueltos 2/0

- Hojal carga 45
- V-LOC 180 Absorbible + LAPRA-TY. (Algún puntos suelto MO-  
NOCRYL 2/0)
- Cambio de posición ( mesa 0)
- Cierres PISTER SEN .- Seda 2/0