

AMIGDALECTOMÍA

POSICIÓN: DECÚBITO SUPINO. OPERAN DESDE LA CABECERA. CARRO DE ANESTESIA EN EL LATERAL IZQUIERDO.

CAJAS: -AMÍGDALAS.
- BIPOLAR

EQUIPO: UNIVERSAL. SE MONTA EN LA MESA SEMILUNAR

MATERIAL:

- CÁPSULAS (3) 1/ SUERO FISIOLÓGICO, 2/ HIBISCRUB 2cc CON AGUA DESTILADA HASTA LLENAR CAPSULA, 3/ AGUA OXIGENADA (Excepto Dr Ibarrodo)
- JERINGA DE 20CC (2).
- ASPIRADOR DE QUISTE AZUL CON TERMINAL FINO DE YANKAUER.
- ABREBOCAS CON DIFERENTES PALAS.
- KOTCHER (2) PARA MONTAR TORUNDAS DE UNA GASA.
- BENGOLEAS (2)
- TIJERA.
- PINZAS DE AMÍGDALAS (ALLIX CURVA Y FENESTRADA CURVA)
- PINZA DE DISECCIÓN S/D (2)
- ESPEJOS (2)
- LEGRAS RECTAS (3)
- SONDAS DE ALIMENTACIÓN / N° 8 (2) Y N.º10 (1).
- MOSQUITOS (2)
- GUANTES SEGÚN EL CIRUJANO (ver debajo números de cada uno)
- COMPRESAS
- GASAS.
- AGUJA DE COLORADO (ROJA MEDIANA).

- PREPARAR CAPELINA .
- BISTURÍ ELÉCTRICO A (15).
- BIPOLAR A (20)
- PREPARAR ANTIBIÓTICO (PREGUNTAR ANTES)

GUANTES

Dra . ALVAREZ Nº 6 DURAPRENE

Dr. AGUIRRE Nº 7½ NORMAL

Dr. IBARRONDO Nº 8 NORMAL

Dr. GUARDADO Nº 7 NORMAL

Dr. MARTIN Nº 7 ½ DURAPRENE

Dr. VEGA Nº 7 ½ NORMAL.