

# CLAVO EXPERT TIBIA

## POSICION:

- Decubito Supino.
- Pierna a Operar Flexionada.
- Brazo contrario de la fractura, extendido en braceró.

## EQUIPO:

- Mano-Pie o de Extremidades.
- Sin Estoquinete y con Guante en Pie.

## INSTRUMENTAL:

- Caja de General de Rodilla.
- Caja Instrumental General Tibia Expert.
- Caja Clavos Tibia Expert.

## MATERIAL:

- Batas (3).
- Guantes.
- Compresas.
- Gasas.
- Bisturí eléctrico (preguntar Cirujano).
- Aspirador Quistes con Terminal Yankauer (preguntar Cirujano).
- Hojas de Bisturí del 19 (2).
- Funda Protector RX.
- Jeringa de 50 cc.
- Capsulas (2).
- Venda Algodón Estéril 15cc.
- Venda Elástica Estéril 15cc.
- Clorexidina Alcohólica (para pintar campo quirúrgico).

## MOTORES:

- Sinthes Completo.

## SUTURAS:

- Vicryl N°0 Aguja Triangular Grande (1).
- Maquina de piel.