

PROTESIS TOTAL DE CADERA

POSICION

Decubito Lateral Derecho o Izquierdo dependiendo de la cadera a operar. Para sujetar el paciente colocamos unos topes laterales específicos para esta posición

EQUIPO

- Protesis de Cadera.
- Sabana con Adhesivo.
- Sabana cubremesa (segunda mesa)

INSTRUMENTAL

Caja General de Cadera

Cajas específicas de Protesis de Cadera:

MBA: 1/Vastago – Raspas.

2/Vastago – Fresas

3/Cabezas y Cuello.

ACE- Cotilo (2 cajas) Tapa roja.

MATERIAL

- Aspirador de quiste
- Bisturi Electrico + Terminal Mediano
- Jeringa de 50cc
- Venda Elástica de 15cc para Estoquinete (opcional)
- Batas de un solo Uso (4)
- Capsulas (2)
- Hojas de bisturi del n 19
- Compresas (20)
- Gasas (4 paquetes) se hacen torundas para ir limpiando el cotilo durante el fresado
- Redon del n 14.

MOTORES

Motor de SYNTHES Completo

SUTURAS

Vicryl del 2 con aguja grande y triangular

Vicryl del 0 con aguja grande y triangular

CURA QUIRURGICA

Compresas (2)

Apósitos mefix cortados(2)