

# **PROTESIS DE RODILLA**

## **POSICION:**

- Decubito supino.
- Isquemia: venda de algodón de 15cc ,venda de smarch y manguito de tamaño adecuado.

## **EQUIPO:**

- Set de Extremidades.

## **INSTRUMENTAL:**

- Caja de General Rodilla.
- Cajas Especificas de Rodilla Apex (7).
  - Apex Instrumental General.
  - Apex Instrumental de Tibia.
  - Apex Instrumental de Femur.
  - Apex Pruebas de Femur Derecho.
  - Apex Pruebas de Femur Izquierdo.
  - Apex Pruebas de Tibia.
  - Apex Patela.

## **MATERIAL:**

- Batas (4).
- Guantes.
- Compresas.
- Gasas.
- Bisturí eléctrico (preguntar Cirujano).
- Aspirador Quistes con Terminal Yankauer (preguntar Cirujano).
- Hojas de Bisturi del 19 (2).
- Jeringa de 50cc.
- Venda de Algodón Estéril de 15cc.
- Venda Elástica Estéril de 15cc.
- Capsulas (2).
- Pistola de Lavado.
- Bolsas Cloruro Sódico de 3L para Pistola de Lavado (2).
- Cemento.
- Capsulas Cemento.
- Drenaje: Recuperador de Sangre (Preguntar Antes).
-

**MOTORES:**

- Motor De SYNTHES Completo o Incompleto.
- Motor MBA.

**SUTURAS:**

- Vicryl N° 2 con Aguja Triangular grande (4).
- Vicryl N.º 0 con Aguja Triangular grande (3).
- Grapadora ( para piel).

**EXCEPCIÓN:** Preguntar si la prótesis va a ser PS (POSTEROESTABILIZADO)  
En este caso hay que poner las cajas Apex PS Pruebas de Fémur y Apex PS Pruebas de tibia(cajas con tapaderas rojas)