

CISTECTOMIA RADICAL + BRICKER POR LAPAROSCOPIA

POSICION DEL ENFERMO

- Decúbito supino con brazos extendidos a lo largo del cuerpo.
- Piernas abiertas y sujetas con vendas elasticas (Entre ellas ira Torre de Laparoscopia Olympus 3D).
- Topes para hombros, encima de apósitos (Doble piel).
- Flexoterapia.

EQUIPO

- Laparoscopia
- Funda para mesa de Mayo

INSTRUMENTAL

- Caja de Apendicitis por Laparoscopia
- Caja de Laparoscopia de Urologia
- Caja Urologia con: Optica N.º 0, 3D, Cámara y Cable de Luz.
- Caja de Riñón.

MATERIAL PARA LA INTERVENCION

- Clorexidina Alcohólica
- Batas.
- Compresas y Gasas.
- Guantes.
- Protectores Mangos de Lamparas.
- Hoja Bisturí N.º 11 y 19.
- Bisturí Eléctrico con Terminales (corto, mediano y largo).
- Aspirador de Laparoscopia (Elephant).
- Termo + Limpia Óptica de un solo uso (Covident).
- Goma para Gas (un solo uso) con Filtro.
- Vaseloop (para los uréteres).
- Sondas Foley N.º 12 y 14.
- Bolsas Diuresis 2L y Diuresis Horaria.
- Jeringas 10cc (para balon) y 20cc (para Lubricante).

- Cateteres Simple J (2, uno para cada Uréter).
- Adaptadores de cateteres (2)
- Bolsa de Urostomia con Grifo (donde irán los catéteres ureterales).
- Redon N.º 18 o Vac Drain N.º 15.
- Separador Alexis (2 parte de la intervención).
- Trocares: Hadsson,
 - N.º 5 con balon (2).
 - N.º 10-11 con balon (2).
- Endocath (cazamariposas) de 10 y de 15.
- Hemoloc L y XL con sus cargas.
- Pinza Monopolar + Cable.
- Pinza Bipolar + Cable.
- Disectores angulo recto 5 y 10 y Mariland.
- Portas Drcho e Izdo.
- Pinza Endocrasp Atraumatica (de pato).
- Pinza de Intestino (Dra Alarcon).
- Ligasure Maryland.
- GIA 60 + 3 cargas.
- TEA 90.
- Tijeras de Potts (2).

SUTURAS

- Novosyn (1)
- Vicryl N.º 1 (2) para aponeurosis
- Vicryl N.º 0 (1) para diferenciar uréteres
- Vicryl N.º 0 Rapide (1) para diferenciar uréteres
- Vicryl N.º 2/0 (2).
- Vicryl N.º 4/0 (4). para suturar los uréteres al estoma.
- Vicryl N.º 4/0 Rapid (2).
- Seda del 0 aguja curva grande (1).
- Grapadora para piel

LIMPIEZA Y OCLUSION DE LA HERIDA

- Cura incisión quirúrgica con Clorexidina Acuosa.
- Apositos pequeños (3)

UROSTOMIA:abocar ureteres al exterior mediante un estoma(cistectomia radical).

Finalidad: Recoger de forma selectiva la orina de ambos riñones y del tutor del estoma. Los uréteres están canalizados mediante dos catéteres(biselado el izquierdo y romo el derecho)que abocan a un reservorio con salida al exterior.

PROCEDIMIENTO:

- Recortar disco de la bolsa de urostomia,
- Con aguja I.V. Pinchar bolsa en parte superior (detras del disco rígido) para sacar catéteres uretrales.
- Colocar un adaptador a cada catéter y marcar derecho e Izquierdo (biselado uréter izquierdo y romo el derecho).
- Conectar bolsa de diuresis a cada catéter y otra bolsa a la de recolección, marcar cada una de las salidas (U.I. Uréter izquierdo; U.D. Uréter derecho; y R reservorio o bolsa).