

# NEFRECTOMÍA POR LAPAROSCOPIA.

## POSICIÓN.

- Decúbito supino lateralizado contrario del riñón que se va a intervenir con pilé y topes laterales. Fijar con esparadrapo.
- Torre de Laparoscopia: Enfrente del Cirujano.
- Pedales Bisturí Eléctrico: **Bipolar:** Pie Izquierdo. **Monopolar:** Pie Derecho.

## EQUIPO.

- Laparoscopia.

## INSTRUMENTAL.

- Apendicitis por laparoscopia.
- Caja de Camara, Optica, y Cable Luz (OLIMPUS)
- Caja Pinzas Laparoscopia.
- Caja de Riñon (por si hay que reconvertir)

## MATERIAL.

- Torre de laparoscopia Olympus.
- Bisturí eléctrico. **Intensidad:** **Bipolar:** 60. **Monopolar:** corte 40; coagulación 30
- Tijera monopolar + cable.
- Pinza bipolar + cable.
- Disector ángulo recto 10 mm. Storz.
- Disector ángulo recto 5 mm. Storz.
- Disector MARYLAND. Storz.
- Pinza de agarre amarilla (ENDOCLINCH II) no siempre
- Pinza de agarre atraumatica o de pato azul. (ENDOGRAPS) no siempre.
- Endo Shears (Tijera)
- Ligasure Maryland (5 – 37 mm).
- Pinza HEMOLOK L (Carga: Morada)

- Pinza HEMOLOK XL (Carga: Dorada).
- Aspirador de Laparoscopia. ( ELEFANT)
- Endocatch: 15. (Cazamariposas).
- Termo con compresa al fondo.
- Trocares:
  - Hasson (1).
  - Trocar: N.º 10 (2)
  - Trocar: N.º 5 (2).
- Hoja bisturí Nº 11.
- Grapadora.
- Redon nº 18 o Vac Drain.
- Sondas Foley N.º 14 y 16.
- Bolsa Diuresis 2L.
- Jeringa 10cc (para globo)

### **SUTURAS:**

- Seda Nº0 TB
- Vicryl Nº0:
- Vicryl nº 1

Si se necesitan Portas para dar puntos, están en la caja de laparoscopia.

### **ANTES DE LA INTERVENCIÓN.**

- Sonda vesical.

### **TORRE ANTIGUA**

- Goma para el gas.
- Cable de luz.
- Optica 0º.
- Funda cámara,

Por si se necesitara, en caso de avería de la torre OLIMPUS